

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1952 rév. 6**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

BIO-RAD FRANCE
N° SIREN : 449990712

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

TEMPS ET FREQUENCE
TIME AND FREQUENCY

réalisées par / *performed by :*

BIO-RAD - Laboratoire de métrologie
RUE GUSTAVE EIFFEL
77290 MITRY-MORY

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **26/09/2022**

Date de fin de validité / *expiry date* : **31/03/2025**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,
Pole manager - Physics-Mechanical,

Stéphane RICHARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1952 Rév 5.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1952 [Rév 5](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE
à l'attestation N° 2-1952 rév. 6

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

BIO-RAD - Laboratoire de métrologie
RUE GUSTAVE EIFFEL
77290 MITRY-MORY

Dans son unité :

- LABORATOIRE D'ESSAIS

Elle porte sur : voir pages suivantes

Portée FIXE : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Temps-Fréquence / Vitesse de rotation								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation	
Centrifugeuses	Vitesse de rotation (v)	$100 \leq v < 1000$ tr/min	0,6 tr/min	Mesure directe	Tachymètre	MET/ESSAIS/16	Laboratoire + Site	
		$1000 \leq v \leq 1700$ tr/min	3 tr/min					
		$1700 < v \leq 14000$ tr/min	8 tr/min					
Tachymètres		$100 \leq v < 1000$ tr/min	0.3 tr/min		Stroboscope	MET/ESSAIS/15		Laboratoire
		$1000 \leq v \leq 20000$ tr/min	3 tr/min					
Stroboscopes		$100 \leq v < 1000$ tr/min	0,4 tr/min		Mesure directe	Tachymètre		MET/ESSAIS/19
	$1000 \leq v \leq 10\ 000$ tr/min	4 tr/min						
	$10\ 000 < v \leq 20\ 000$ tr/min	7 tr/min						

Note : L'incertitude peut être dégradée selon les caractéristiques de l'instrument à étalonner

Temps-Fréquence / Intervalle de temps							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Centrifugeuses et incubateurs	Intervalle de temps (t)	$30 \text{ s} \leq t \leq 1500 \text{ s}$	2 s	Mesure directe	Chronomètre	MET/ESSAIS/14	Laboratoire + Site
		$1500 \text{ s} < t \leq 1800 \text{ s}$	3 s				

Note : L'incertitude peut être dégradée selon les caractéristiques de l'instrument à étalonner

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **26/09/2022** Date de fin de validité : **31/03/2025**

Le Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager

Axel POULIQUEN

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1952 Rév. 5.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr